



GAMMEX[®] PI GLOVE-IN-GLOVE SYSTEM[™]

**2-IN-1 KANT-EN-KLARE DUBBELE
HANDSCHOENEN
KLAAR OM IN ÉÉN KEER AAN TE
TREKKEN**



GAMMEX[®] PI GLOVE-IN-GLOVE SYSTEM

TWEE PAAR HANDSCHOENEN
2-IN-1
KANT-EN-KLAAR VOOR GEBRUIK
EN VERPAKT IN ÉÉN POLYESTER
ZAK EN ÉÉN WIKKEL

SNELLER AAN TE TREKKEN:
WIN
ONG. 30 SEC
PER KEER

MAKKELIJKER AAN TE TREKKEN:
ÉÉN KEER AANTREKKEN
EN KLAAR!

GLOVE-IN-GLOVE™
Pre-donned Double Gloving System



Beschikbaar in
SMART Pack™



50% MINDER
BINNENVERPAKKING DUS
MILIEUVRIENDELIJKER

VRAAGT MINDER
PLAATS
IN O.K.

HET 2-IN-1-CONCEPT
STIMULEERT HET
DRAGEN VAN DUBBELE
HANDSCHOENEN VOOR EEN
VEILIGERE CHIRURGIE

Ansell

DERMASHIELD™
Polymer Coating Technology

SUREFIT™
Cuff Roll-down Technology

PEARL™
Protein Leaching Technology

ART™
Advanced Rheology Technology

GAMMEX® PI GLOVE-IN-GLOVE SYSTEM



Twée handschoenen in één

Door de afstemming van de vingertoppen van de reeds in elkaar zijn geschoven binnen- en buitenhandschoen, kunnen de dubbele handschoenen in één keer aangetrokken worden. Het eerste kant-en-klaar systeem voor dubbele handschoenen ter wereld, biedt u gemoedsrust met de bescherming van een dubbele handschoenenlaag.

Aantrekken duurt maar half zo lang

Eén keer aantrekken en klaar! Zo eenvoudig is het! Van openmaken tot aantrekken in enkele seconden. Omdat bij het GAMMEX® PI Glove-in-Glove System™ de binnen- en buitenhandschoen kant-en-klaar in elkaar zitten, hoeven gebruikers ze maar één keer aan te trekken. Zo houden ze meer tijd over voor wat echt belangrijk is.



Milieuvriendelijk

Binnen- en buitenhandschoen zitten samen in één polyester zak en in één wikkel. Dit betekent 50% minder verpakkingsafval. Ook ons SMART Pack beperkt het afval en helpt u om milieuvriendelijker te werken.

1

OPENMAKEN



2

AANTREKKEN



3

KLAAR



GAMMEX® PI GLOVE-IN-GLOVE SYSTEM

PRODUCTCONFIGURATIE

• Kant-en-klare dubbele handschoenen

- 2 paar handschoenen (= 1 'pack') verpakt in 1 SMART Pack
- 2-in-1 kant-en-klaar geleverd

• Productconfiguratie

- De binnenhandschoen is een 1/2 maat groter dan de buitenhandschoen
- De verpakking geeft de maat van de buitenhandschoen aan

• Latexvrije synthetische oplossing

- Combinatie van synthetische materialen
 - Huidvriendelijk (DPG-vrij) PI (GAMMEX® Non-Latex PI Underglove)
 - Hybride van polyisopreen en neopreen (GAMMEX® PI Hybrid)

Maat	Productcode
5.5	340069055
6.0	340069060
6.5	340069065
7.0	340069070
7.5	340069075
8.0	340069080
8.5	340069085

Configuratie van de verpakking

25 verpakkingen* per doos

4 dozen/karton

100 verpakkingen* per kanton

* 1 pak bevat 2 paar handschoenen, kant-en-klaar in elkaar in 1 zak

Beschikbaar in
SMART Pack™



SMART
FUNCTIONALITEIT



SMART
IDENTIFICATIE



SMART
PLAATSBESPARING



SMART
VOOR HET
MILIEU

EENVOUDIG GENIAAL

Uniek: binnen- en buitenhandschoenen kant-en-klaar in elkaar, om dubbele handschoenen in één keer aan te trekken



Unieke voordelen

1. Sneller dubbele handschoenen aantrekken
2. Buitenhandschoen makkelijk te wisselen
3. Geen risico op latexallergieën (Type I) en verminderd risico op chemische allergieën (Type IV)
1. Minder verpakkingsafval
2. Semitransparante buitenhandschoen voor zichtbaar maken van beschadigingen
3. Verbetert de beschikbaarheid van dubbele handschoenen, en promoot het gebruik ervan
4. Vraagt minder plaats in de O.K.
5. Vereenvoudigt de ziekenhuislogistiek

Ansell

