



MPO verbandtrolley



Medicijnindistributie



MPO anesthesietrolley



Verzorgingstrolleys met lades



Medicijnentrolleys met rolluik



Verzorgingstrolleys met uitneembare modulemanden

Met systeem naar een optimale oplossing.

In de gezondheidszorg worden uiteenlopende eisen gesteld aan verzorgings-, afdelings- of visitetrolleys. De modulaire verplegings- en organisatiewagens van ZARGES kunnen exact worden aangepast aan individuele wensen en eisen om op die manier optimaal uitgerust te zijn voor elke denkbare toepassing. Dankzij het modulaire systeem, opgebouwd uit enkele basiscomponenten, zijn talrijke

varianten mogelijk die qua functionaliteit en vormgeving kunnen worden geconfigureerd voor speciale behoeften en eisen. Bovendien zijn alle MPO-modellen dankzij hun onbeperkte mobiliteit op elk moment en flexibel inzetbaar – als verzorgingstrolley, geneesmiddelenwagen of als verplaatsbaar elektronisch, informatieverwerkend werkstation.



1 Werkbladvarianten. ABS-kunststof met en zonder opstaande rand en HPL-massief kunststof. **2 Duwbeugel.** Gegoten scharnier, met kunststof bekleed, voor comfortabele handling, gemakkelijk te reinigen. **3 Zijwand.** Naar keuze met gekleurd middensegment. **4 Stootrand.** Slijtvast, tegen desinfectiemiddelen bestendig ingeperst kunststof stootrubber. **5 Wielen.** Kunststof dubbele wielen, als optie met stootrand, 4 precisie-zwenkwielen, Ø 125 mm, waarvan 2 met rem voor maximale mobiliteit voor waar weinig ruimte is. **6 Hoekprofielen.** Van geanodiseerd aluminium. **7 Wagenbodem.** Van stabiele kunststof plaat. **8 Ladegreep.** Gegoten scharnier, met kunststof bekleed, voor comfortabele handling, gemakkelijk te reinigen, optioneel met kleurherkenning.

Standaard modellen.



Laden

Geschikt voor ZARGES ISO-modules, rustend op telescooprails.



Rolluiken voorzien van draagwanden

Geschikt voor ZARGES ISO-modules en moduleladen, rustend op kunststof draagwand, ruimtebesparend openen.



Rolluik met variabele telescooprails

Geschikt voor ZARGES ISO-modules en moduleladen, rustend op telescooprails met softclose.



Open met moduleladen

Rustend op telescooprails en uitneembaar.

Standaard maten.

Werkhoogtes



Werkhoogte ca. 900 mm = 58 HE



Werkhoogte ca. 1.000 mm = 66 HE



Werkhoogte ca. 1.100 mm = 74 HE

1 HE = 12,5 mm, met HE wordt de gebruikshoogte aangegeven.

ISO-breedtes



0,5-ISO

- ▶ Inschuifbreedte voor ISO-halve module: 400 × 300 mm.
- ▶ Afmetingen: (B × D) ca. 520 × 595 mm.



1 ISO

- ▶ Inschuifbreedte voor ISO-module: 600 × 400 mm.
- ▶ Afmetingen: (B × D) ca. 720 × 595 mm.

Indeling van de laden en rolluiken.



MPO standaard laden

	Ladehoogte	Bedoeld voor ISO-modules
8 HE	100 mm	ISO-module 600 × 400 × 50 mm
10 HE	125 mm	ISO-module 600 × 400 × 50 mm ISO-module 600 × 400 × 100 mm
12 HE	150 mm	ISO-module 600 × 400 × 100 mm
20 HE	250 mm	ISO-module 600 × 400 × 200 mm
26 HE	325 mm	ISO-module 600 × 400 × 200 mm Hangmappenhouder

Laden verkrijgbaar in 0,5 en 1 ISO.



MPO standaard rolluik

Hoogte, mm	Breedte 400 mm, bestelnr.	Breedte 600 mm, bestelnr.
900	31001872	31001871
1.000	31001873	31001261
1.100	31001875	31001874

Opties – individualiteit is onze kracht.

Naast talrijke beproefde standaardmodellen heeft u de mogelijkheid alle verzorgings- en organisatietrolleys overeenkomstig uw dagelijkse behoeften te configureren. Dit begint met de keuze van de ladefronten of rolluiken tot en met dragersystemen voor de inschuifsystemen.

De dragersystemen kunnen aan uw speciale eisen worden aangepast en het materiaal en de functie van de werkbladen kunnen op verschillende manieren worden gecombineerd. Wij geven u graag advies bij het samenstellen.

Werkbladen



ABS met opstaande rand

- ▶ Zonder gereedschap afneembaar.
- ▶ Alleen verkrijgbaar voor 1 ISO.



ABS zonder opstaande rand

- ▶ Zonder gereedschap afneembaar.
- ▶ Alleen verkrijgbaar voor 1 ISO.



HPL zonder opstaande rand

- ▶ Vast gemonteerd.
- ▶ Verkrijgbaar voor 1 en 0,5 ISO.

Sluitsystemen



Cilinderslot

- ▶ Gelijk sluitend.
- ▶ Verkrijgbaar voor laden en rolluiken.
- ▶ Optioneel verschillend sluitend.



Digitaal slot

- ▶ Aanpasbare cijfercode.
- ▶ Verkrijgbaar voor rolluiken.



Badge-slot


- ▶ Verkrijgbaar voor laden en rolluiken.
- ▶ Individuele programmering.

Kleurkeuze MPO functionele trolleys.

Individuele kleurvormgeving door gekleurde ladegrepen



Standaard kleuruitvoering: Frontpanelen en zijwanden in wit, ladegrepen in blank aluminium.



RAL 9006, blank aluminium



RAL 240 70 30, blauw



RAL 140 60 50, groen



RAL 095 80 80, geel



RAL 030 40 60, rood

Optionele kleurgeving door extra gekleurde zijwanden



RAL 9016, blank



RAL 240 70 30, blauw



RAL 140 60 50, groen



RAL 095 80 80, geel



RAL 030 40 60, rood

Professionele helpers: MPO verzorgingstrolleys voor alle taken op de afdeling.

De betrouwbare metgezel bij alle werkfasen maakt een overzichtelijke opslag van alle ver- en gebruiksgoederen mogelijk. Alle accessoires kunnen apart weggenomen en gemakkelijk gereinigd worden.





MPO verzorgingstrolley met laden type 1

- ▶ Uitgerust met laden voor het opnemen van modules en modulemanden met hoogtes van 50/100/200 mm.
- ▶ Laden rustend op telescopische geleiders met softclose.
- ▶ Optioneel met uittrekblokkering.
- ▶ Standaard kleur: blank aluminium, individuele kleur mogelijk middels gekleurde ladegrepen.
- ▶ Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur naar keuze mogelijk.
- ▶ Verschillende hoogtes leverbaar.
- ▶ Vrij te kiezen accessoires uit de accessoirelijst vanaf pagina 94.



MPO verzorgingstrolley met rolluik type 2

- ▶ Ruimtebesparend openen door rolluik, gemakkelijk toegang tot interieur.
- ▶ Interieur: variabel uit te rusten met ZARGES modules op dragerwanden of telescooprails.
- ▶ Standaard kleur: blank aluminium.
- ▶ Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur naar keuze mogelijk.
- ▶ Verschillende hoogtes leverbaar.
- ▶ Vrij te kiezen accessoires uit de accessoirelijst vanaf pagina 94.

Type	Buitenafmetingen, L x B, ca. mm	ISO-breedte, mm	Werkhoogte, 900 mm	Werkhoogte, 1.000 mm	Werkhoogte, 1.100 mm
1/2	720 x 595	600 x 400	•	•	•

Functie en design perfect gedoseerd: MPO medicijntrolley.

Door het variabele en op de praktijk afgestemde interieur kan met de medicijntrolley de dagelijkse medicatie veilig en op de patiënt afgestemd worden getransporteerd en gedistribueerd.





MPO medicijntrolley type 1

- ▶ MPO functionele trolley voor medicijndistributieplateau.
- ▶ Variabel uit te rusten met ZARGES modules en medicijnenplateau op draagwanden.
- ▶ Rolluik, afsluitbaar met digitaal slot.
- ▶ Zwenkarm voor laptop, in hoogte verstelbaar.
- ▶ Zijdelings neerklapbaar werkblad.
- ▶ Standaard kleur: blank aluminium.
- ▶ Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur naar keuze mogelijk.
- ▶ Verschillende hoogtes leverbaar.
- ▶ Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst vanaf pagina 94.



MPO medicijntrolley type 2

- ▶ Variabel uit te rusten met ZARGES modules.
- ▶ Rolluik, afsluitbaar met digitaal slot.
- ▶ Zwenkarm voor laptop, in hoogte verstelbaar.
- ▶ Zijdelings neerklapbaar werkblad.
- ▶ Standaard kleur: blank aluminium.
- ▶ Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur naar keuze mogelijk.
- ▶ Verschillende hoogtes leverbaar.
- ▶ Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst vanaf pagina 94.

MPO medicijntrolley type 3

- ▶ Uitgerust met laden voor het opnemen van modules en modulemanden in hoogtes van 50/100/200 mm.
- ▶ Laden rustend op telescopische geleiders met softclosing.
- ▶ Optioneel met uittrekblokkering.
- ▶ Standaard kleur: blank aluminium, individuele kleurvormgeving door gekleurde ladegrepen.
- ▶ Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur naar keuze mogelijk.
- ▶ Verschillende hoogtes leverbaar.
- ▶ Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst vanaf pagina 94.

Type	Buitenafmetingen, L × B, ca. mm	Inschuifafmetingen, L × B, ca. mm	Werkhoogte, 900 mm	Werkhoogte, 1.000 mm	Werkhoogte, 1.100 mm
1	795 × 595	600 × 400	•	•	•
2	720 × 595	600 × 400	•	•	•
3	720 × 595	600 × 400	•	•	•

Alles in het oog houden, alles bij de hand hebben: MPO anesthesietrolleys.

In de anesthesie is het absoluut noodzakelijk alle benodigde hulpmiddelen snel bij de hand te hebben. Dankzij het flexibele interieur van de MPO anesthesietrolley kunnen deze overzichtelijk en ruimtebesparend worden aangebracht.





MPO anesthesietrolley type 1

- ▶ Moduleladen rustend op wand met dragers.
- ▶ Beugelopbouw, uitgerust met spuitendispenser, 2×5-voudig.
- ▶ Infuushouder.
- ▶ Zijdelings neerklapbaar werkblad.
- ▶ Werkblad van ABS-kunststof met opstaande rand.
- ▶ Standaard kleur: blank aluminium.
- ▶ Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur naar wens mogelijk.
- ▶ Verschillende hoogtes leverbaar.
- ▶ Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst vanaf pagina 94.



MPO anesthesietrolley type 2

- ▶ Uitgerust met lade voor module of modulemand in hoogtes van 50/100/200 mm, separaat uittrekbaar, met softclose.
- ▶ Beugelopbouw, uitgerust met spuitendispenser, 1×5-voudig en 1×3-voudig.
- ▶ Werkblad van ABS-kunststof met opstaande rand.
- ▶ Afvalbak met voetbediening.
- ▶ Optioneel met uittrekblokkering.
- ▶ Standaard kleur: blank aluminium, individuele kleurvormgeving door gekleurde ladegrepen.
- ▶ Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur naar keuze mogelijk.
- ▶ Verschillende hoogtes leverbaar.
- ▶ Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst vanaf pagina 94.

Type	Buitenafmetingen, L × B, ca. mm	Inschuifafmetingen 1 ISO, L × B, mm	Werkhoogte, 900 mm	Werkhoogte, 1.000 mm	Werkhoogte, 1.100 mm
1	720 × 595	600 × 400	•	•	•
2	720 × 595	600 × 400	•	•	•

Wanneer elke handeling telt: MPO reanimatietrolleys.

Door een variabel interieur en het overzichtelijk en plaatsbesparend aanbrenge van alle componenten die voor een reanimatietrolley nodig zijn, voldoet deze trolley aan alle eisen.





MPO reanimatietrolley type 1

- ▶ Uitgerust met laden voor het opnemen van ISO-norm-modules, variabel voor modules en modulemanden met hoogtes van 50/100/200 mm.
- ▶ Laden rustend op telescopische geleiders met softclosing.
- ▶ Zwenkarm voor defibrillator, in hoogte verstelbaar.
- ▶ Standaard kleur: blank aluminium, kleurvormgeving door gekleurde ladegrepen in rood RAL 030 40 60.
- ▶ Verschillende hoogtes leverbaar.
- ▶ Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst vanaf pagina 94.



MPO reanimatietrolley type 2

- ▶ Uitgerust met laden voor het opnemen van ISO-norm-modules, variabel voor modules en modulemanden met hoogtes van 50/100/200 mm.
- ▶ Laden rustend op telescopische geleiders met softclosing.
- ▶ Beugelopbouw voor de montage van diverse accessoires.
- ▶ Standaard kleur: blank aluminium, kleurvormgeving door gekleurde ladegrepen in rood RAL 030 40 60.
- ▶ Verschillende hoogtes leverbaar.
- ▶ Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst vanaf pagina 94.



Reanimatieplank (achterkant)

Basisuitvoering reanimatietrolley

- ▶ Infuushouder.
- ▶ Ladeverzegeling.
- ▶ Houder voor zuurstofflessen.
- ▶ Reanimatieplank op achterwand van de trolley.
- ▶ Kleur: Rood RAL 030 40 60.

Type	Buitenafmetingen, L × B, ca. mm	Inschuifafmetingen 1 ISO, L × B, mm	Werkhoogte, 1.000 mm	Werkhoogte, 1.100 mm
1	720 × 595	600 × 400	•	•
2	720 × 595	600 × 400	•	•

Modulair en veelzijdig: MPO verbandtrolleys.

Met de MPO verbandtrolleys bent u optimaal uitgerust voor elke inzet. Of het nu om verbandmiddelen gaat of om gebruik als universele wagen: de MPO-uitvoeringen bieden door hun compacte afmetingen optimale wendbaarheid en veel ruimte.





MPO verbandtrolley type 1

- ▶ MPO 0,5 ISO functiewagen.
- ▶ Uitgerust met laden voor halve modules in 50/100 mm, separaat uittrekbaar, met softclosing.
- ▶ Laden rustend op telescopische geleiders met softclosing.
- ▶ Optioneel met uittrekblokkering.
- ▶ Beugelopbouw voor de montage van diverse accessoires.
- ▶ Standaard kleur: blank aluminium, individuele kleur mogelijk door gekleurde ladegrepen.
- ▶ Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur naar keuze mogelijk.
- ▶ Verschillende hoogtes leverbaar.
- ▶ Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst vanaf pagina 94.



MPO verbandtrolley type 2

- ▶ MPO 0,5 ISO functiewagen.
- ▶ Uitgerust met laden voor halve modules in 50/100 mm, separaat uittrekbaar, met softclosing.
- ▶ Laden rustend op telescopische geleiders met softclosing.
- ▶ Hoekpaal voor het opsteken van accessoires.
- ▶ Optioneel met uittrekblokkering.
- ▶ Standaard kleur: blank aluminium, individuele kleurvormgeving door gekleurde ladegrepen.
- ▶ Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur naar keuze mogelijk.
- ▶ Verschillende hoogtes leverbaar.
- ▶ Diverse accessoires mogelijk uit de accessoirelijst vanaf pagina 94.

Type	Buitenafmetingen grondvlak, mm	Inschuifafmetingen 0,5 ISO, mm	Werkhoogte, ca. 900 mm	Werkhoogte, ca. 1.000 mm	Werkhoogte, ca. 1.100 mm
1/2	520 × 595	400 × 300	•	•	•

Perfect voor de dagelijkse visite: MPO IT-trolleys

De MPO visite-/IT-trolleys conform ISO-norm zijn onmisbaar bij de dagelijkse visite. Alle patiëntdocumentatie is altijd binnen handbereik, elektronisch of analoog als dossier. De MPO IT-trolleys zijn veelzijdig inzetbaar voor laptop, computer en overige IT-randapparatuur.





MPO IT-trolley type 1

- ▶ Uitgerust met laden.
- ▶ Laden rustend op telescopische geleiders.
- ▶ Toetsenbordlade.
- ▶ Vesa-monitorhouder.
- ▶ Zijdelings neerklapbaar werkblad.
- ▶ Afsluitbaar vak voor stroomvoorziening, Thin Client, router.
- ▶ Aanduiding van laadtoestand.
- ▶ Standaard kleur: blank aluminium, individuele kleurvormgeving door gekleurde ladegrepen.
- ▶ Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur naar keuze mogelijk.
- ▶ Verschillende hoogtes leverbaar.
- ▶ IT-uitrusting en monitor niet meegeleverd.



MPO IT-trolley type 2/verzorgingsdocumentatie

- ▶ Ruimtebesparend openen door rolluik.
- ▶ Interieur: variabel uit te rusten met moduleladen en modulemanden, op dragerwanden of telescooprails.
- ▶ Toetsenbordlade.
- ▶ Vesa-monitorhouder.
- ▶ Afsluitbaar vak voor stroomvoorziening, Thin Client, router.
- ▶ Aanduiding van laadtoestand.
- ▶ Standaard kleur: blank aluminium.
- ▶ Als speciale uitvoering middenelement in andere kleur naar keuze mogelijk.
- ▶ Verschillende hoogtes leverbaar.
- ▶ IT-uitrusting en monitor niet meegeleverd.

Veelzijdige accessoires voor modulaire verzorgings- en organisatietrolleys.

In aanvulling op talrijke beproefde standaardmodellen kunt u al uw MPO functietrolleys aanpassen aan uw dagelijkse behoeften. Zo kunt u het systeem eenvoudig en zonder gereedschap zelf naar wens vormgeven.



Hoekpaal		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Voor het opnemen van accessoires 350 mm lang	46099	∅ 30
Materiaal: aluminium, geanodiseerd			

Normrail zijkant		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Voor korte zijkant, voor wagen diepte 400 mm	46488	565 × 40 × 105
	Voor korte zijkant, voor wagen diepte 600 mm	46490	765 × 40 × 105
Materiaal: RVS			

Normrail voor achterwand		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Voor achterkant, voor wagen diepte 400 mm	46169	687 × 40 × 98
Materiaal: RVS			

Beugelopbouw		Bestelnr.	Afmetingen, L × B, mm
	Voor het opnemen van accessoires, montage op het werkblad, voor wagen diepte 400 mm	46418	662 × 560
Materiaal: aluminium, geanodiseerd en RVS			

Normrail voor beugelopbouw		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Voor het opnemen van accessoires, uitbreiding van beugelopbouw, voor wagen diepte 400 mm	46494	670 × 31 × 47
Materiaal: RVS rails met kunststof klemgedeelte			

Verlengstuk voor beugelopbouw		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Voor het opnemen van accessoires, uitbreiding van beugelopbouw	46419	198 × 47 × 31
Materiaal: RVS rails met kunststof klemgedeelte			

Set verlengstukken voor beugelopbouw		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Voor het opnemen van accessoires, uitbreiding van beugelopbouw	46497	236 × 500 × 34


Universele dispenser 500 ml met druipbakje		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Behuizing van aluminium, RVS pomp met korte hefboom	46153	103 × 194 × 286


Handschoenhouder enkelvoudig		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Voor het opnemen van handschoenenbox	46168	145 × 125 × 250
Materiaal: staal, bekleed met kunststof			

Handschoenhouder drievoudig		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Voor het opnemen van 2 en 3 handschoenenboxen	46170	276 × 978 × 415
Materiaal: staal, bekleed met kunststof			


Handschoenhouder draadstaal drievoudig		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Voor inhangen aan normrail	46331	260 × 205 × 395
Materiaal: staal, bekleed met kunststof			

Handschoenhouder draadstaal enkelvoudig		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Voor inhangen aan normrail	46332	157 × 267 × 130
Materiaal: staal, met poedercoating			

Afvalbak gesloten met voetbediening		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Met klapdeksel, 12 l Met klapdeksel, 20 l	46229 46496	254 × 248 × 423 410 × 170 × 400
Materiaal: staal, bekleed met kunststof			


Afvalbak open		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Zonder deksel, 12 l Zonder deksel, 20 l	46163 46487	240 × 219 × 393 410 × 170 × 395
Materiaal: staal, bekleed met kunststof			

Houder voor halve module		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Voor inhangen aan normrail	46439	450 × 360 × 80
Materiaal: staal, bekleed met kunststof, zilverkleurig			

Documentenhouder		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Voor inhangen aan normrail	46253	350 × 100 × 315
Materiaal: kunststof, wit			

Bevestigingsring	Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
 <p>Voor naaldcontainer, voor inhangen aan normrail</p> <p>Materiaal: staal, met poedercoating</p>	46335	145 × 130 × 160

Bevestigingshouder	Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
 <p>Voor naaldcontainer, voor inhangen aan normrail</p> <p>Materiaal: staal, bekleed met kunststof</p>	46152	100 × 70 × 150

Zippboxhouder, drievoudig	Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
 <p>Voor inhangen aan normrail</p> <p>Materiaal: staal, bekleed met kunststof</p>	46333	180 × 349 × 573

Draadmand voor normrail	Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
 <p>Voor inhangen aan normrail</p> <p>Materiaal: staal, met poedercoating</p>	46334	128 × 405 × 146

Spuitendispenser	Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
 <p>Voor montage aan beugelopbouw</p> <p>3 transparante voorraadbakken</p> <p>5 transparante voorraadbakken</p> <p>Materiaal: kunststof, grijs</p>	46364 46365	600 × 198 × 228 600 × 136 × 164

Spuitendispenser (FIFO)	Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
 <p>Voor montage aan beugelopbouw</p> <p>3 transparante voorraadbakken</p> <p>5 transparante voorraadbakken</p> <p>Materiaal: kunststof, grijs</p>	46348 46349	600 × 200 × 245 600 × 135 × 165

Katheterkoker	Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
 <p>Voor inhangen aan normrail</p> <p>Materiaal: RVS, gepolijst</p>	46391	162 × 95 × 560

1 set bevestigingshaken	Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
 <p>Voor hangplaten</p>	46247	70 × 30 × 70

Werkblad neerklapbaar, HPL		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Voor wagendiepte 400 mm	46489	502 × 408 × 35
Materiaal: HPL-kunststof, zilverkleurig			

Werkblad neerklapbaar, ABS		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Voor wagendiepte 400 mm	46154	522 × 400 × 45
Materiaal: ABS-kunststof, zilverkleurig			


Reanimatieplank		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Montage aan achterkant, voor wagendiepte 400 mm	46491	730 × 500 × 6
Materiaal: HPL-kunststof, lichtgrijs			

Houder voor zuurstofflessen		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Montage aan profielen van korte zijkant	46492	130 × 110 × 290
Materiaal: staal bekleed met kunststof, zilverkleurig			

Instrumentenbak met sleufdeksel		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Instrumentenbak met houder om in te hangen aan de normrail	46493	455 × 300 × 130
Materiaal: kunststof			

Röntgenmaphouder		Bestelnr.	Afmetingen, L × B × H, mm
	Voor 15 vakken	46339	600 × 350 × 197
Materiaal: staal, bekleed met kunststof			

Laptop-zwenkarm		Bestelnr.	Afmetingen, L × B, mm
	Montage aan profielen van korte zijkant	46495	434 × 313 (grootte van het plaatsingsvlak)
Materiaal: staal, bekleed met kunststof, zilverkleurig			

Infuushouder		Bestelnr.	Afmetingen, Ø × H, mm
	Montage op positie van hoekpaal	46381	Ø 25 × ca. 570
Materiaal: staal, verchromd			