

recovery.



MULTILINE NEXT AC. MOBILE VERSORGUNGLIEGE FÜR AMBULANTE CHIRURGIE.



GREINER



recovery.

GREINER MEDBEST – MEDIZINTECHNIK MADE IN GERMANY.

GREINER stellt sich der Herausforderung, aus Wünschen von Patienten und Pflegepersonal innovative Lösungen zu entwickeln, die klinischen und wirtschaftlichen Anforderungen gleichermaßen gerecht werden. Made by GREINER heißt Made in Germany. Entwicklung und Produktion der GREINER Liegen bis hin zum Serviceangebot orientieren sich konsequent am Premiumanspruch. Dabei stützen wir uns auf Innovationsgeist, umgesetzt in vollautomatisierten Prozessen und qualifizierter Handarbeit. Hoher Anspruch in Design, Material, Technik und Ergonomie, kombiniert mit kundenorientierter Flexibilität, macht GREINER zum Partner qualitätsbewusster Kunden auf Spitzenniveau.

NEUES LIEGENKONZEPT FÜR AMBULANTE CHIRURGIE.

In ambulanten OP-Zentren bestimmen Flexibilität, Präzision in Timing und Handling, Mobilität und Sicherheit, zugleich Effizienz in der Raumnutzung und Wirtschaftlichkeit, das Bild. Kurz: die Patienten sollten präzise in die Prozesse vor und nach der OP eingebunden sein. In dieser modernen Form des Klinikbetriebs machen sperrige Krankenhausbetten den Teams und Patienten das Leben unnötig schwer. Gefragt sind Liegen, die mit großer Flexibilität und Stabilität vorbereitete Patienten in „Grün“ aufnehmen, sicher und angenehm zur OP-Schleuse transportieren, perfekte Umlagerung erlauben und die Patienten nach der OP sicher und komfortabel in den Aufwachraum begleiten. Genau das Metier der neuen MULTILINE NEXT AC.

MOBILE LIEGE MULTILINE NEXT AC.

Diese neue Liege erfüllt genau die Erfordernisse, die bei der stark wachsenden Zahl ambulanter Operationen an die Patientenlagerung und -mobilisierung gestellt werden. Ideale Einsatzorte sind die OP-Vorbereitung, die Wege zum und vom OP, die Lagerung nach dem Eingriff und der Aufwachraum nach der Narkose: Ergonomie, Funktionalität, Beweglichkeit und Patientenkomfort verbinden sich zu dieser einzigartigen Lösung aus Stuhl und Liege. Perfekter Zugang und einfache Desinfektion überzeugen in der Hygiene. Und dort, wo Betten keinen Platz finden, ist die MULTILINE NEXT AC auf engstem Raum zur Stelle.

GREINER in der ambulanten Chirurgie:

- ◆ Anwendungsgebiete: OP-Vorbereitung, Ruhe- und Aufwachliege nach OP, Untersuchung, Behandlung, Mobilisation, Transport
- ◆ Vollständig neues Konzept in Design, Technologie und Leistungsmerkmalen
- ◆ Elektromotorische Verstellung von Rücken-, Sitz- und Beinteil sowie Höhe, Höhenhub bis 90 cm
- ◆ Wechselakku, Bügel, Rollen und Fahrgestell für mobilen Betrieb
- ◆ Not-Fußschalter für Trendelenburgposition, Personal hat die Hände frei
- ◆ Zuverlässige und von unabhängiger Stelle zertifizierte Produktsicherheit



MOBILE VERSORGUNGLIEGE MULTILINE NEXT AC.

Ergonomie, Stabilität, Mobilität und Sicherheit verbinden sich zu einer perfekten Lösung für die ambulante Chirurgie. Der Stuhl-Einstieg und die komfortable Polsterung erleichtern es Patienten und Pflegern in jeder Lage, selbst in angespannter oder kritischer Situation Ruhe und Gelassenheit zu bewahren. Der leistungsstarke Akku hält Mobilität und Sicherheit über Stunden aufrecht. Und der tischgerechte Höhenhub kommt der Ergonomie bei der Patientenlagerung auf OP-Höhe entgegen. Die beiden vollständig versenkbaren Armstützen, ergonomisch mit nur einer Hand zu bedienen, geben Sicherheit bei Ruhe und Transport sowie perfekten Zugang bei der Umlagerung.



GREINER Handschalter mit intelligenter Bedienführung: Einfache, international verständliche Symbole, Tasten mit hilfreichen und notfallgerechten Grundeinstellungen für Sitz-, Relax- und Trendelenburgposition sowie Flachlage. Sicherheit durch Magnetschlüssel-Sperre und Akkuzustandsanzeige.

Komfort, Funktionalität und Ergonomie.

Stufenlos motorisch einstellbar, gleichermaßen intelligent wie einfach zu bedienen über die Wahl- und Steuertasten des GREINER Bedienelements: Die mobile Versorgungsliege MULTILINE NEXT AC bietet hohen Sitz- und Liegekomfort in jeder Lage. Von der Sitz- und Relaxposition über die Bettflachlage bis zur notfallgerechten Trendelenburgposition verfährt sie schnell und sanft per Tastendruck in jede gewünschte oder erforderliche Position.

Das GREINER Designkonzept macht es Pflegern wie Patienten leicht, die 4 Motoren für Rücken-, Sitz- und Beinteil sowie den weiten Höhenhub auf bis zu 90 cm Höhe effizient zu nutzen. Mobil, stabil und sicher.



Sitzposition



Relaxposition



Flachlage/Bettposition



Schock- und Trendelenburgposition



MULTILINE NEXT AC. NEUER KOMFORT FÜR DIE AMBULANTE CHIRURGIE.

GREINER eröffnet Ihnen die Möglichkeit, Behandlungsliegen zu individualisieren und maßgerecht für Ihre Erfordernisse auszustatten. So können Sie Ihre gewünschten Polsterfarben aus der vielseitigen Farbkarte wählen. Der Bezugsstoff besitzt eine biokompatible Oberfläche, ist urin- und blutbeständig, kratzfest, hitzebeständig und ist unempfindlich gegen Desinfektionsmittel oder Verschmutzung. Ausstattung und Zubehör sind durchdacht bis ins Detail.



Einstieg patientengerecht bei 58-90 cm Höhe



Schiebebügel im Sitzen/Liegen



Vollständig versenkbare Armstützen



Zentralarretierung/Geradeauslauf



Notfall-Fußschalter



Perfekter Zugang zum leistungsstarken Akku



12,5 cm Laufrollen, perfekt mobil



Normalschiene



Infusionsstange schwenkbar



Wand-Akkuladestation



Produktsicherheit
GREINER Behandlungsliegen sind von unabhängiger Stelle geprüft und zertifiziert.

Hygiene
Einhaltung schärfster Richtlinien, perfekter Zugang, sauberer Flächenabschluss, geprüfte Oberflächen, Minimum an Nähten

Sitz- und Liegekomfort
Komfortable, 60 cm breite Polsterauflage für prä- und postoperative Warte- und Aufwachzeiten

Ergonomie
Spaltfrei bündige Polsterauflagen sowie fixier- und versenkbare Armauflagen für einfache Umlagerung vor und nach der OP



Minimaler Platzbedarf
Echte Stuhlposition mit 90° Neigung des Beinteils – perfekt für den Einstieg bei 58 cm Höhe, minimal im Platzbedarf

Richtungsweisend
Ein Rad einstellbar für perfekte Mobilität beim Geradeauslauf

Mobilität
12,5-cm-Lenkrollen für komfortable Fahrwege, zentrales Bremssystem

MULTILINE NEXT AC – Ausstattung / Zubehör

- Kopfpolster, verschiebbar und abnehmbar
- Mobilität: 12,5 cm Lenkrollen, zentrales Bremssystem, 1 Rolle richtungsweisend
- Sicherheit: Fußschalter/Notschalter
- Akkupaket, inkl. Ablagewanne und Ladekabel

Zubehör

- Normschiene
- Schiebepolster, gummiert
- Infusionsstangenhalter, schwenkbar, Einhand-Bedienung
- Infusionsstange
- Wand-Akkuladestation
- Ersatzakku
- LED-Leselampe

Maße und technische Daten

• Stuhlposition (Stellfläche)	107 x 77 cm
• Liegeposition (Stellfläche)	200 x 77 cm
• Gesamtbreite	77 cm
• Liegefläche (L x B)	200 x 60 cm
• Stärke Liegefläche	9 cm
• Armlehne (L x B)	73 x 7 cm
• Einstiegshöhe	58 cm
• Höhenverstellung	32 cm (58 – 90 cm)
• Rollendurchmesser	12,5 cm (1 x richtungsweisend)
• Rücken	- 5° bis 78°
• Sitzteil	0° bis 22°
• Beinteil	0° bis 90°
• Maximales Patientengewicht	220 kg
• Spannung	100-240 V/50-60 Hz
• Akku Leistung	24 V DC, 1 x 2,9 Ah, (bis zu 40 Hübe)
• Gewicht Liege	128 kg



we design quality.

Die Freude am gesunden und angenehmen Sitzen treibt uns seit 1922 an. Seit vielen Jahrzehnten auch mit qualitativ und technisch hochwertigen Liegen im Bereich medbest: Innovative Entwicklungen „made in Germany“ für Untersuchung, Dialyse, Onkologie, Blutabnahme, Pflege und Transport. Bestätigt wird unser Qualitätsversprechen durch ein unabhängig geprüftes Qualitätssicherungssystem – GREINER ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 13485.



Prüfzeichen für
Qualitätsmanagement-System



Prüfzeichen für
Produktzertifizierung



GREINER GmbH
Wettestraße 1 · 74385 Pleidelsheim · Germany
T +49 7144 81120 · F +49 7144 8112 99
info@greiner-gmbh.de · www.greiner-gmbh.de

