

# Douche-/toiletstoelen en krukken



## Dagelijkse verzorging zonder zorgen

Handicare douche-/toiletstoelen en krukken bieden een stabiele uitgangshouding tijdens het douchen, toiletteren en aanverwante (zelf)verzorgingsactiviteiten. Kenmerkend voor de douche-/toiletstoelen is de zachte toiletzitting die het mogelijk maakt de stoel te gebruiken voor toiletteren


boven een toilet of op de stoel in combinatie met een toilettemmer of ondersteek. Daarnaast is de stoel geschikt voor gebruik onder de douche of bij een wastafel. Voorzien van comfortabele zitting, rugleuning en handige ergonomische armsteunen.

# Douche/toiletstoelen

## Kantelbare douche/toiletstoel

- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- vier zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem
- rugleuning HT-bekleding
- verstelbare, wegzwenkbare en afneembare rvs voetsteunen
- opklapbare zachte toiletzitting met open voorzijde
- verwijderbare geleiderails geschikt voor ondersteek Ø 300-315 mm
- kanteling traploos d.m.v. gasveer max. 30°
- in hoogte en diepte verstelbare hoofdsteun
- voorzien van lumbaalsteun en kuitband
- overrijdbaar bij toilet (max. hoogte 450 mm)

Artikel nr.	Omschrijving	prijs excl.
LI2150.0214-02	RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde	2.368
LI2150.0212-00	RVS gepolijst toiletzitting open voorzijde	3.089
Optie 106	Op maat gemaakte zachte toiletzitting (meerprijs)	550
Optie 107	Op maat gemaakte zachte Neopreen toiletzitting (als nabestelling)	706
LI02979.411	Ondersteek, incl. deksel roestvaststaal Ø 300 mm	77




LI2150.0214-02

## Hoogte verstelbare, kantelbare douche/toiletstoel

- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- vier zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem
- rugleuning HT-bekleding
- verstelbare, wegzwenkbare en afneembare rvs voetsteunen
- opklapbare zachte toiletzitting met open voorzijde
- verwijderbare geleiderails geschikt voor toiletemmer Ø 300-315 mm
- verstelbaar in zithoogte van 580 - 1040 mm
- traploos kantelbaar tot max 35°
- verkrijgbaar met hydraulische of elektrische bediening
- inclusief lumbaalsteun, verwijderbare heupgordel & kuitband
- in hoogte en diepte verstelbare hoofdsteun
- overrijdbaar bij het toilet

Artikel nr.	Omschrijving	prijs excl.
LI2161.1214-02	RVS gecoat wit verstelling <b>hydraulisch</b> bediend	4.634
LI2161.1212-00	RVS gepolijst verstelling <b>hydraulisch</b> bediend	6.179
LI2161.3214-02	RVS gecoat wit verstelling <b>elektrisch</b> bediend	4.943
LI2161.3212-00	RVS gepolijst verstelling <b>elektrisch</b> bediend	6.385
Optie 106	Op maat gemaakte zachte toiletzitting (meerprijs)	550
Optie 107	Op maat gemaakte zachte Neopreen toiletzitting (als nabestelling)	706
LI02979.430	Toiletemmer roestvaststaal Ø 300 mm	109




LI2161.3214-02

## Verrijdbare douche/toiletstoel, heavy duty

- frame: breedte 600 mm, diepte 500 mm
- extra frameversterking
- maximaal gebruikersgewicht: 300 kg
- afzonderlijk neerklapbare armleggers met automatische blokkering
- rugleuning HT-bekleding
- opklapbare zachte toiletzitting met open voorzijde
- geleiderails geschikt voor ondersteek en toiletemmer Ø 300-315 mm
- vier zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem
- verstelbare en opklapbare doorlopende voetsteun
- niet mogelijk met neopreen zitting
- uitsluitend leverbaar met zitting met open voorzijde.

Artikel nr.	Omschrijving	prijs excl.
LI2137.5211-02	staal gecoat wit toiletzitting open voorzijde	1.750
LI2137.5214-02	RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde	2.162



LI2137.5211-02



# Douche/toiletstoelen

## Douche/toiletstoel

- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- rugleuning HT-bekleding
- opklapbare zachte toiletzitting met open of gesloten voorzijde
- geleiderails geschikt voor ondersteek en toilettemmer Ø 300-315 mm
- zithoogte LI2135.011/021 is 610 mm
- zithoogte LI2135.111/121 is 530 mm

	Artikel nr.	Omschrijving	prijs excl.
zithoogte 610 mm	LI2135.0111-02	staal gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde	617
	LI2135.0211-02	staal gecoat wit toiletzitting open voorzijde	617
	LI2135.0114-02	RVS gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde	832
	LI2135.0214-02	RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde	832
	LI2135.0112-00	RVS gepolijst toiletzitting gesloten voorzijde	992
LI2135.0212-00	RVS gepolijst toiletzitting open voorzijde	992	
zithoogte 530 mm	LI2135.1111-02	staal gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde	617
	LI2135.1211-02	staal gecoat wit toiletzitting open voorzijde	617
	LI2135.1114-02	RVS gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde	818
	LI2135.1214-02	RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde	818
	LI2135.1112-00	RVS gepolijst toiletzitting gesloten voorzijde	992
LI2135.1212-00	RVS gepolijst toiletzitting open voorzijde	992	

	A	B	C
LI2135.011	570	495	550
LI2135.111	490	415	470





LI2135.1211-02

## Verrijdbare douche/toiletstoel

- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- rugleuning HT-bekleding
- opklapbare zachte toiletzitting met open of gesloten voorzijde
- geleiderails geschikt voor ondersteek en toilettemmer Ø 300-315 mm
- vier zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem
- zithoogte LI2136.011/021 is 610 mm
- zithoogte LI2136.111/121 is 530 mm

	Artikel nr.	Omschrijving	prijs excl.
zithoogte 610 mm	LI2136.0111-02	staal gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde	720
	LI2136.0211-02	staal gecoat wit toiletzitting open voorzijde	738
	LI2136.0114-02	RVS gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde	977
	LI2136.0214-02	RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde	977
	LI2136.0112-00	RVS gepolijst toiletzitting gesloten voorzijde	1.132
LI2136.0212-00	RVS gepolijst toiletzitting open voorzijde	1.132	
zithoogte 530 mm	LI2136.1111-02	staal gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde	720
	LI2136.1211-02	staal gecoat wit toiletzitting open voorzijde	720
	LI2136.1114-02	RVS gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde	977
	LI2136.1214-02	RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde	977
	LI2136.1112-00	RVS gepolijst toiletzitting gesloten voorzijde	1.132
LI2136.1212-00	RVS gepolijst toiletzitting open voorzijde	1.132	

	A	B	C
LI2136.021	570	495	550
LI2136.121	490	415	470





LI2136.0111-02

## Verrijdbare douche/toiletstoel

- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- rugleuning HT-bekleding
- opklapbare zachte toiletzitting met open of gesloten voorzijde
- geleiderails geschikt voor ondersteek en toilettemmer Ø 300-315 mm
- vier zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem
- verstelbare en opklapbare voetsteunen
- zithoogte LI2137.011/021 is 610 mm
- zithoogte LI2137.111/121 is 530 mm

	Artikel nr.	Omschrijving	prijs excl.
zithoogte 610 mm	LI2137.0111-02	staal gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde	874
	LI2137.0211-02	staal gecoat wit toiletzitting open voorzijde	874
	LI2137.0114-02	RVS gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde	1.132
	LI2137.0214-02	RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde	1.132
	LI2137.0112-00	RVS gepolijst toiletzitting gesloten voorzijde	1.338
LI2137.0212-00	RVS gepolijst toiletzitting open voorzijde	1.338	
zithoogte 530 mm	LI2137.1111-02	staal gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde	874
	LI2137.1211-02	staal gecoat wit toiletzitting open voorzijde	874
	LI2137.1114-02	RVS gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde	1.132
	LI2137.1214-02	RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde	1.132
	LI2137.1112-00	RVS gepolijst toiletzitting gesloten voorzijde	1.338
LI2137.1212-00	RVS gepolijst toiletzitting open voorzijde	1.338	

	A	B	C	D
LI2137.021	570	495	550	320-480
LI2137.121	490	415	470	320-400




LI2137.0211-02

# Douche/toiletstoelen

## Douche/toiletstoel (zelfrijder)


- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- rugleuning HT-bekleding
- opklapbare zachte toiletzitting open voorzijde
- afstand muur tot hart toiletopening: 545 mm
- geleiderails geschikt v. ondersteek en toiletemmer Ø 300-315 mm
- rvs zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem en kunststof 24" wielen met rem en hoepel
- verstelbare en opklapbare voetsteunen
- zithoogte LI2138.011/021 is 610 mm
- zithoogte LI2138.111/121 is 530 mm

	A	B	C	D
LI2138.021	570	495	550	320-480
LI2138.121	490	415	470	320-400



LI2138.1211-02

	Artikel nr.	Omschrijving	prijs excl.
zithoogte 610 mm	LI2138.0111-02	staal gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde	1.235
	LI2138.0211-02	staal gecoat wit toiletzitting open voorzijde	1.288
	LI2138.0114-02	RVS gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde	1.494
	LI2138.0214-02	RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde	1.494
	LI2138.0112-00	RVS gepolijst toiletzitting gesloten voorzijde	1.750
zithoogte 530 mm	LI2138.0212-00	RVS gepolijst toiletzitting open voorzijde	1.750
	LI2138.1111-02	staal gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde	1.288
	LI2138.1211-02	staal gecoat wit toiletzitting open voorzijde	1.288
	LI2138.1114-02	RVS gecoat wit toiletzitting gesloten voorzijde	1.494
	LI2138.1214-02	RVS gecoat wit toiletzitting open voorzijde	1.494
	LI2138.1112-00	RVS gepolijst toiletzitting gesloten voorzijde	1.750
	LI2138.1212-00	RVS gepolijst toiletzitting open voorzijde	1.750



## Zachte toiletstoelzittingen


**LI0121.904** zachte toiletzitting met open voorzijde

**LI0121.905** zachte toiletzitting met gesloten voorzijde

- zachte toiletzittingen zijn geschikt voor alle douche/toiletstoelen met uitzondering van LI2161.121, LI2161.321, LI2137.521 en Combi stoelen
- polyurethaanschuim (grafiet)
- garantie 1 jaar

**LI09506.306** vulstop t.b.v. zachte toiletzitting

- alleen geschikt voor bovenstaande zachte toiletzittingen
- polyurethaanschuim (grafiet)
- garantie 1 jaar



Artikel nr.	Omschrijving	polyurethaanschuim (grafiet)	prijs excl.
LI0121.9040-00	toiletzitting open voorzijde	polyurethaanschuim (grafiet)	174
LI0121.9050-00	toiletzitting gesloten voorzijde	polyurethaanschuim (grafiet)	174
LI09506.306	vulstop t.b.v. zachte toiletzitting	polyurethaanschuim (grafiet)	39

## Ondersteek & toiletemmer

**Ondersteek LI02979.411**

- roestvaststaal, Ø 300 mm
- met deksel en handgreep

**Toiletemmer LI02979.430**

- roestvaststaal, Ø 300 mm
- met deksel en hengsel

Artikel nr.	Omschrijving	roestvaststaal Ø 300 mm	prijs excl.
LI02979.411	Ondersteek, incl. deksel	roestvaststaal Ø 300 mm	77
LI02979.430	Toiletemmer	roestvaststaal Ø 300 mm	109




## Douche/toiletstoelen

### Neopreenzitting voor douche/toiletstoelen

Op maat gemaakte zachte toiletzittingen voor meer comfort, geschikt voor alle douche/toiletstoelen met uitzondering van LI2137.521 en Combi stoelen. Garantie 1 jaar

Artikel nr.	Omschrijving	prijs excl.
Optie 106	Op maat gemaakte zachte toiletzitting (meerprijs)	550
Optie 107	Op maat gemaakte zachte toiletzitting (als nabestelling)	706



Dit is een voorbeeld. De maten kunnen verschillen

### Opvouwbaar toiletframe met rugleuning

#### **Foldable toilet frame with back support**

- kunststof met aluminium
- voor op reis of tijdelijk gebruik
- inclusief emmer met deksel
- maximaal gebruikersgewicht 100 kg.
- garantie 2 jaar

Artikel nr.	Omschrijving	prijs excl.
10498	Opvouwbaar toiletframe met rugleuning	205



### Opvouwbaar toiletframe

#### **Foldable toilet frame**

- kunststof met aluminium
- voor op reis of tijdelijk gebruik
- inclusief emmer met deksel
- maximaal gebruikersgewicht 100 kg.
- garantie 2 jaar

Artikel nr.	Omschrijving	prijs excl.
10499	Opvouwbaar toiletframe	177




# Douchestoelen

## Douchestoel

- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- zitting en rugleuning HT-bekleding

Artikel nr.	Omschrijving		prijs excl.
LI2139.0001-02	staal gecoat wit	zithoogte 540 mm	398
LI2139.0004-02	RVS gecoat wit	zithoogte 540 mm	608
LI2139.0002-00	RVS gepolijst	zithoogte 540 mm	720
LI2139.1001-02	staal gecoat wit	zithoogte 490 mm	398
LI2139.1004-02	RVS gecoat wit	zithoogte 490 mm	597
LI2139.1002-00	RVS gepolijst	zithoogte 490 mm	720




LI2139.1001-02

## Verrijdbare douchestoel

- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- zitting en rugleuning HT-bekleding
- vier zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem

Artikel nr.	Omschrijving		prijs excl.
LI2140.0001-02	staal gecoat wit	zithoogte 540 mm	556
LI2140.0004-02	RVS gecoat wit	zithoogte 540 mm	755
LI2140.0002-00	RVS gepolijst	zithoogte 540 mm	892
LI2140.1001-02	staal gecoat wit	zithoogte 490 mm	545
LI2140.1004-02	RVS gecoat wit	zithoogte 490 mm	734
LI2140.1002-00	RVS gepolijst	zithoogte 490 mm	892




LI2140.1001-02

## Verrijdbare douchestoel

- zitting en rugleuning HT-bekleding
- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- vier rvs zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem
- verstelbare en opklapbare voetsteunen

Artikel nr.	Omschrijving		prijs excl.
LI2141.0001-02	staal gecoat wit	zithoogte 540 mm	720
LI2141.0004-02	RVS gecoat wit	zithoogte 540 mm	976
LI2141.0002-00	RVS gepolijst	zithoogte 540 mm	1.132
LI2141.1001-02	staal gecoat wit	zithoogte 490 mm	713
LI2141.1004-02	RVS gecoat wit	zithoogte 490 mm	955
LI2141.1002-00	RVS gepolijst	zithoogte 490 mm	1.132





LI2141.1001-02

# Douchestoelen

## Douchestoel (zelfrijder)

- zitting en rugleuning HT-bekleding
- afzonderlijk opklapbare armleggers, ergonomisch vormgegeven
- rvs zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem en kunststof 24" wielen met rem en hoepel
- verstelbare en opklapbare voetsteunen

	A	B	C
Li2142.000	540	520	280 - 410
Li2142.100	490	470	280 - 360



Li2142.1001-02

Artikel nr.	Omschrijving		prijs excl.
Li2142.0001-02	staal gecoat wit	zithoogte 540 mm	1.071
Li2142.0004-02	RVS gecoat wit	zithoogte 540 mm	1.365
Li2142.0002-00	RVS gepolijst	zithoogte 540 mm	1.544
Li2142.1001-02	staal gecoat wit	zithoogte 490 mm	1.029
Li2142.1004-02	RVS gecoat wit	zithoogte 490 mm	1.338
Li2142.1002-00	RVS gepolijst	zithoogte 490 mm	1.441





# Douchekrukken

## Douchekruk rechthoekig

### Shower stool soft seat

- verwijderbare polyurethaan zitting met geïntegreerde afwatering
- doorlopende, vaste armsteunen
- in hoogte verstelbaar van 415 mm - 585 mm.
- uitsluitend leverbaar in de kleur wit met grijze zitting
- maximaal gebruikersgewicht 150 kg.





Artikel nr.	Omschrijving	prijs excl.
LI2002.0004-02	Douchekruk	183

## Rugleuning voor douche kruk LI2002.000

### Backrest

- losse rugleuning voor douche kruk, zonder gereedschap te bevestigen
- zachte polyurethaan rugleuning
- met geïntegreerd handvat
- uitsluitend leverbaar in de kleur wit met grijze rugleuning





Artikel nr.	Omschrijving	prijs excl.
LI2002.0014-02	Rugleuning voor douche kruk	102

## Douchebank XL, extra breed

### Shower stool soft seat extra wide

- verwijderbare polyurethaanzitting met geïntegreerde afwatering en extra breed zitvlak
- doorlopende, vaste armsteunen
- in hoogte verstelbaar van 415 mm - 565 mm.
- uitsluitend leverbaar in de kleur wit (rvs) met grijze zitting
- maximaal gebruikersgewicht 300 kg.



Artikel nr.	Omschrijving	prijs excl.
200550313	Douchebank XL, extra breed model	355





# Douchekrukken

## Aluminium kruk

### *Aluminium shower stool soft seat*

- verwijderbare polyurethaan zitting met geïntegreerde afwatering
- doorlopende, vaste armsteunen
- in hoogte verstelbaar van 420 mm - 620 mm.
- uitsluitend leverbaar in de kleur wit met grijze zitting
- maximaal gebruikersgewicht 150 kg.





Artikel nr.	Omschrijving	prijs excl.
200600112	Aluminium kruk zachte zitting polyurethaan	129

## Aluminium kruk smal

### *Aluminium shower stool soft seat*

- verwijderbare polyurethaan zitting met geïntegreerde afwatering
- doorlopende, vaste armsteunen
- in hoogte verstelbaar van 420 mm - 620 mm.
- uitsluitend leverbaar in de kleur wit met grijze zitting
- maximaal gebruikersgewicht 150 kg.



Artikel nr.	Omschrijving	prijs excl.
200601112	Aluminium kruk zachte zitting polyurethaan SMAL	129