

OP-Beistelltisch mit fester Ablageplatte

- Material: Edelstahl mit fester Ablageplatte, herausnehmbar und sterilisierbar
- Höhenverstellung mit hydraulischer Pumpe durch ein Fußpedal
- stabiles Gestell auf 4 Füßen
- 4 antistatische Leichtlaufkrollen, davon 2 mit Stopp



Artikelnummer	Abmessungen BxTxH mm
CI-OPBF66-54	660 x 540 x 880 - 1220
CI-OPBF70-45	700 x 450 x 880 - 1220
CI-OPBF60-40	600 x 400 x 880 - 1220

OP-Beistelltisch mit fester, zentrierter Ablageplatte

- Material: Edelstahl mit fester, zentrierter Ablageplatte, herausnehmbar und sterilisierbar
- Höhenverstellung m. hydraulischer Pumpe durch Fußpedal
- stabiles Gestell auf 4 Füßen
- 5 elektr. leitfähige Leichtlaufkrollen, davon 2 mit Stopp



Artikelnummer	Abmessungen BxTxH mm
CI-OPBZ66-54	660 x 540 x 880 - 1220
CI-OPBZ70-45	700 x 450 x 880 - 1220
CI-OPBZ60-40	600 x 400 x 880 - 1220

OP-Beistelltisch mit schwenkbarer Ablageplatte

- Material: Edelstahl mit schwenkbarer Ablageplatte, herausnehmbar und sterilisierbar
- Höhenverstellung mit hydraulischer Pumpe durch ein Fußpedal
- stabiles Gestell auf 4 Füßen
- 4 antistatische Leichtlaufkrollen, davon 2 mit Stopp



Artikelnummer	Gesamtmaße BxTxH mm
CI-OPBS66-54	660 x 540 x 880 - 1220
CI-OPBS70-45	700 x 450 x 880 - 1220
CI-OPBS60-40	600 x 400 x 880 - 1220

Schwerlast OP-Beistelltisch

- Material: Edelstahl mit schwenkbarer Ablageplatte, herausnehmbar und sterilisierbar, Tragfähigkeit 30 kg
- Höhenverstellung mit hydraulischer Pumpe durch ein Fußpedal
- stabiles Gestell auf 4 Füßen
- 4 antistatische Leichtlaufkrollen, davon 2 mit Stopp



Artikelnummer	Gesamtmaße BxTxH mm
CI-OPSL65-45	650 x 450 x 900 - 1300
CI-OPSL75-55	750 x 550 x 900 - 1300

Fahrbarer Instrumententisch

- mit 2 herausnehmbaren Böden aus Edelstahl, auf Wunsch auch fest verbaut
- 4 Stoßscheiben
- 4 Leichtlaufrollen, Ø 75 mm, davon 2 mit Stopp

IE01



Artikelnummer	Gesamtmaße BxTxH mm
IE01	625 x 425 x 800

Instrumententisch mit Schubladen

- aus Edelstahl mit zwei festen Edelstahlböden und 3-seitiger Aufkantung, Höhe 20 mm
- Arbeitshöhe ca. 830 mm
- 2 Schiebebügel
- 4 Leichtlaufrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Stopp

CI-IES-1
mit 1 Schublade



CI-IES-2
mit 2 Schubladen



Artikelnummer	Gesamtmaße BxTxH mm
CI-IES-1	1200 x 600 x 950
CI-IES-2	1200 x 600 x 950