



## Lepu SARS-CoV-2 Antigeen sneltest

**Handzame Antigeen sneltest die  
gemakkelijk zelf af te nemen is.  
Resultaat in 6 eenvoudige stappen!**

### Duidelijke indicatie

De Lepu SARS-CoV-2 Antigeen sneltest is een hulpmiddel bij het vaststellen van actieve infecties met het SARS-CoV-2 coronavirus. Het spoort de eiwitten (zogenoemde "antigenen") op die zich aan de oppervlakte van coronavirusdeeltjes bevinden. De test is 96% nauwkeurig. Een positieve uitslag is een duidelijke indicatie dat de geteste persoon besmet is met het SARS-CoV-2 virus en tevens besmettelijk voor anderen.

### Inhoud 1 Lepu SARS-CoV-2 Antigeen sneltest:

- 1 testkaart
- 1 wattenstaaf
- 1 flesje met testvloeistof
- duidelijke handleiding



### Resultaat binnen 15-20 minuten

De Lepu SARS-CoV-2 Antigeen sneltest dient te worden uitgevoerd met een slijmmonster uit de neus – Anterio Nasopharyngaal (zie stappenplan). Binnen 15-20 minuten, na het afnemen van de test, zal de test uitwijzen of er virusproteïnen in het neusslijm aanwezig zijn. Als er virusproteïnen zijn aangetroffen, verschijnen er twee paarsrode strepen in de test kit.

### CE markering

Geregistreerd in Europa: in-vitro diagnostica als medisch hulpmiddel (Richtlijn 98/79/EG).

### Resultaat in 6 eenvoudige stappen:

1. Neem een neusmonster
2. Haal de plakstrip van de kaart af
3. Steek de wattenstaaf in de testkaart
4. Druppel met testvloeistof
5. Vouw de testkaart dicht en wacht
6. Check het resultaat

**De uitgebreide handleiding is opgenomen in de verpakking.  
Volg bij het afnemen van de test deze instructies op.**

**Bestel nu! Lepu SARS-CoV-2  
Antigeen sneltesten**  
Contact via [info@stopler.nl](mailto:info@stopler.nl)